

Askina® Calgitrol® Ag

Silberalginat-Wundauflage



EBM (einheitlicher Bewertungsmaßstab für Ärzte)

Bei der Behandlung eines chronischen Ulcus cruris venosum ist die Fotodokumentation zu Beginn und alle 4 Wochen vorgeschrieben.


Askina® Calgitrol® Ag besteht aus einer Kombination aus Silberionen und Alginat. Diese Kombination wirkt gegen ein breites Erregerspektrum und schützt die Wunde vor mikrobieller Kontamination.

- › Aktivierung der antimikrobiellen Wirkung ohne Zugabe von sterilem Wasser
- › Wirkungseintritt nach 2 Stunden
- › Antimikrobielle Wirksamkeit bis zu 7 Tagen
- › Nicht Haut-reizend, Latex-frei
- › Wirksam gegen MRSA, Pseudomonas, E. Coli

Einsatzgebiete

Infizierte und kolonisierte, oberflächliche oder tiefe Wunden

- › Dekubitus
- › Ulcus cruris venosum
- › Diabetisches Fußulcus



Ca²⁺ Kalziumionen

Ag⁺ 100% ionisches Silber

Na⁺ Natriumionen

Askina® Calgitrol® Ag	Abmessung	VE	PZN	REF
	10 cm x 10 cm	10 Stück	0008898	6211010
	15 cm x 15 cm	10 Stück	0008958	6211510
	20 cm x 20 cm	10 Stück	0009283	6212010

