

Askina® Gel

Hydrogel für ein autolytisches Débridement



TIPP

Es hat sich auch bewährt, vor der Applikation von Askina® Gel die Wunde mit Prontosan® Wundspüllösung zu reinigen. Die umgebende Haut sollte trocken getupft werden, um Scherkräfte durch ein Abreiben zu vermeiden.

Askina® Gel ist ein kristallklares, visköses, steriles Gel, das den körpereigenen Wundreinigungsmechanismus unterstützt. Askina® Gel schafft feuchte Wundverhältnisse, welche die Heilung fördern.


- › Lässt sich sehr einfach auf die Wunde auftragen – auch mit einer Hand
- › Reagiert immer angepasst auf die jeweilige Wundsituation
- › Verklebt nicht mit der Wunde
- › Reguliert die Feuchtigkeit im Wundbett
- › Kompatibel mit allen B. Braun Verbandstoffen
- › Als Hydrogel erstattungsfähig
- › Steriles Einmalprodukt

Einsatzgebiete

Problemwunden mit geringer Exsudatbildung und nekrotischen Ablagerungen

- › Ulcus cruris
- › Dekubitus
- › Diabetisches Fußulcus

So wirkt Askina Gel!



Hydrogele wie Askina® Gel erleichtern das Débridement und die Entfernung des nekrotischen und fibrinösen Gewebes und anderen abgestorbenen Materials.

Askina® Gel	Abmessung	VE	PZN	REF
	15 g	5 Stück	0755129	001419 S
	15 g	10 Stück	0638665	001419 N

