


# Clauden®

## Nasentamponade, Verbandmittel, Watte



Clauden® Gaze



Clauden® Nasentamponade

### Clauden® Nasentamponade

#### Anwendungsbereiche

- zur Tamponade im Nasenraum

#### Eigenschaften

- vermindertes Risiko des Verklebens und Verwachsens mit dem Wundgewebe

#### Produktzusammensetzung

Clauden Pulver (Eiweißkonzentrat mit Clioquinol konserviert), Paraffinum liquidum, weiße Vaseline, Wollwachs, Wasser, Talkum, Baumwolle

#### Hinweis

- nur vom Arzt anzuwenden, zu entfernen oder zu wechseln

### Clauden® Verbandmittel

#### Anwendungsbereiche

- zur Tamponade, Drainage und zur physikalischen Blutstillung bei Fisteln, Abszessen und in äußeren Körperhöhlen

#### Eigenschaften

- vermindertes Risiko des Verklebens und Verwachsens mit dem Wundgewebe

#### Produktzusammensetzung

Clauden Pulver (Eiweißkonzentrat mit Clioquinol konserviert), Paraffinum liquidum, Baumwolle

#### Hinweis

- nur vom Arzt anzuwenden, zu entfernen oder zu wechseln

#### Ausführungen

- Gaze
- Gazebinden
- Schlauchgaze

### Clauden® Tupfer

#### Anwendungsbereiche

- zur physikalischen Blutstillung bei operativen Eingriffen

#### Eigenschaften

- vermindertes Risiko des Verklebens und Verwachsens mit dem Wundgewebe

#### Produktzusammensetzung

Clauden Pulver (Eiweißkonzentrat mit Clioquinol konserviert), Paraffinum liquidum, Baumwolle

#### Hinweis

- nur vom Arzt anzuwenden, zu entfernen oder zu wechseln

### Clauden® Watte

#### Anwendungsbereiche

- zur physikalischen Blutstillung bei Bagatellverletzungen

#### Eigenschaften

- vermindertes Risiko des Verklebens und Verwachsens mit dem Wundgewebe

#### Produktzusammensetzung

Clauden Pulver (Eiweißkonzentrat mit Clioquinol konserviert), Glycerol 85 %, Baumwolle, Viskose

#### Hinweis

- nur vom Arzt anzuwenden, zu entfernen oder zu wechseln



# Clauden®

## Nasentamponade, Verbandmittel, Watte

### Clauden® Nasentamponade im Aluminiumbeutel

Größe (cm x m)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungs- hinweise
2 x 1	21 000	021 920 1	1 / 240	SSB

### Clauden® Gaze steril, im Kunststoff-Rollenhalter

Größe (cm x m)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungs- hinweise
30 x 1	21 501	021 918 7	1 / 50	SSB
30 x 5	21 502	021 919 3	1 / 30	SSB

### Clauden® Gazebinden, Tamponadestreifen steril, im Kunststoffspender

Größe (cm x m)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungs- hinweise
1 x 5	21 510	021 913 5	1 / 216	SSB
2 x 5	21 511	021 914 1	1 / 120	SSB
5 x 5	21 513	021 916 4	1 / 60	SSB

### Clauden® Schlauchgaze steril, im Kunststoff-Rollenhalter

Größe (cm x m)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungs- hinweise
8 x 5	21 521	021 927 6	1 / 30	SSB

### Clauden® Tupfer steril, im Folienverbundbeutel

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungs- hinweise
2 x 2	21 540	021 930 7	25 / 3000	SSB
5 x 5	21 542	021 933 6	10 / 1200	SSB

### Clauden® Watte

Gewicht (g)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungs- hinweise
in Kunststoffdose				
1	21 010	021 934 2	1 / 200	SSB
5	21 011	021 935 9	1 / 120	SSB
in Faltschachtel				
25	21 013	021 937 1	1 / 30	SSB

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15