

Cutimed® Siltec®

Moderne Technologien für modernes Exsudatmanagement.

Produkt

Cutimed® Siltec® wurde speziell für die Behandlung chronischer Wunden entwickelt. Es ist nicht nur einfach anzuwenden, sondern weist auch eine besonders hohe Produktleistung im Bereich des Exsudatmanagements auf. Dazu werden besonders innovative Produkttechnologien, wie Silikonfilm und Superabsorber, verwendet. Einerseits sorgt der Silikonfilm für eine sanfte Haftung auf der Umgebungshaut und einen atraumatischen Verbandwechsel. Neu gebildetes Gewebe wird in einem feuchten Milieu optimal geschützt. Andererseits gewährleistet der Schaumkörper mit Superabsorbent eine zuverlässige Absorption bei mäßig bis stark exsudierenden Wunden. Darüber hinaus hält Cutimed® Siltec® das aufgenommene Exsudat auch unter Kompression sicher im Produktinneren.

Cutimed® Siltec® besteht aus einem Polyurethanschaum mit Silikonfilm.



Anwendung

Cutimed® Siltec® eignet sich zur Behandlung sekundär heilender Wunden, wie z.B.:

- Ulcus cruris venosum
- Ulcus cruris arteriosum
- Diabetischer Fuß
- Hauttransplantate
- Dekubitus

Anwendungsdauer: in Abhängigkeit vom Wundzustand (z.B. Exsudatmenge)

LATEX FREE FORMULA
Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
Superabsorbierender Silikon-Schaumverband				
7263200	6 cm x 5 cm	10	1/10	01710695
7263201	10 cm x 10 cm	10	1/10	01710703
7263202	20 cm x 10 cm	10	1/10	01710726
7263203	15 cm x 15 cm	10	1/10	01710732
7263204	20 cm x 20 cm	5	1/10	01710749

Cutimed® Siltec® Plus

Das Plus an Anfangshaftung.

Produkt

Cutimed® Siltec® Plus ist ein offenporiger Schaumverband mit einer optimalen Lochstruktur. Dies ermöglicht eine effektive, vertikale Exsudataufnahme - auch von hochviskösem Exsudat. Superabsorber, die ein Mehrfaches ihres Eigengewichts aufnehmen können, binden das Exsudat sicher im Produktinneren, wodurch Hautmazerationen minimiert werden. Gleichzeitig unterstützt eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit das Exsudatmanagement. Die starke Anfangshaftung von Cutimed® Siltec® Plus sorgt auch unter schwierigen Bedingungen für eine zuverlässige Applikation des Schaumverbands. So werden Anwender beim Anlegen der Sekundärfixierung entlastet. Dies stellt insbesondere eine Erleichterung bei schwer zugänglichen Wunden dar. Der Silikonfilm auf der Wundkontaktseite von Cutimed® Siltec® Plus schützt neu gebildetes Gewebe und verhindert, dass der Verband mit der exsudierenden Wunde verklebt.

Cutimed® Siltec® Plus besteht aus einem Polyurethanschaum mit Silikonfilm.



Die starke Anfangshaftung von Cutimed® Siltec® Plus sorgt auch unter schwierigen Bedingungen für eine zuverlässige Applikation des Schaumverbands.

Anwendung

Cutimed® Siltec® Plus eignet sich zur Behandlung chronischer Wunden, wie z.B.:

- Ulcus cruris venosum
- Ulcus cruris arteriosum
- Diabetisches Ulkus
- Dekubitus

und sekundär heilender Wunden verschiedener Genese, z.B.:

- postoperative Wundversorgung
- Hauttransplantate

Anwendungsdauer: in Abhängigkeit vom Wundzustand (z.B. Exsudatmenge)

LATEX FREE FORMULA
Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
Superabsorbierender Silikon-Schaumverband				
7268300	6 cm x 5 cm	10	1/10	07616431
7268301	10 cm x 10 cm	10	1/10	07616448
7268302	20 cm x 10 cm	10	1/10	07616454
7268303	15 cm x 15 cm	10	1/10	07616460
7268304	20 cm x 20 cm	5	1/10	07616477