

# cyclotest® Ovulationstest

## Ovulationstest für die natürliche Familienplanung zum Nachweis des Eisprunghormons hLH im Urin

Mit dem cyclotest® Ovulationstest können Sie den Zeitpunkt für erfolgsversprechenden Geschlechtsverkehr herausfinden. Sie können den Ovulationstest auch in Kombination mit der symptothermalen Methode oder einem cyclotest® Zykluscomputer anwenden (weitere Infos unter [www.cyclotest.de](http://www.cyclotest.de)).

PZN 01399381




- In-vitro-Diagnostikum zur Eigenanwendung
- Nur zur Anwendung außerhalb des Körpers
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
- Gebrauchsanleitung beachten

### Anwendung:

1. Bestimmen Sie anhand Ihrer Zykluslänge, wann Sie den ersten Ovulationstest verwenden sollten.



2. Die Anwendung ist einfach und das Ergebnis zuverlässig:



3. Fällt das Ergebnis des Ovulationstest positiv aus, sollten Sie bei Kinderwunsch Geschlechtsverkehr haben.

### Beinhaltet:



9 x Ovulationstest