

Gebrauchsfertig, 250 ml Sterillösung für eine sofortige Spülung der Augen, des Bindehautsackes sowie betroffener Haut am Unfallort. Pufferlösung, bindet und neutralisiert, insbesondere auch nach Verätzungen durch Säuren oder Laugen sowie durch Pfefferspray, CS-Kampfgas oder Tränengas.

Einfache Handhabung auch durch Ungeübte. Dosierbarer Druckstrahl, Fremdkörper können schonend ausgeschwemmt werden.

Temperaturbeständig, keine Kontamination, keine Wartung, kein Wasserwechsel.

Medizinprodukt nach MPG mit CE-Kennzeichnung - entspricht DIN EN 15154-4 - unmittelbar einsatzbereit - mit einer Hand anwendbar - glatte, gratfreie Düse - mit nach unten gehaltener Düse zu entleeren - zum Ausschwemmen von Fremdkörpern geeignet - dichter Sicherheitsverschluss - 3 Jahre haltbar.