



## Rosidal® soft

### Schaumstoffbinde



#### Anwendungsbereiche

- zur Polsterung unter lymphologischen und phlebologischen Kompressionsverbänden

#### Eigenschaften

- querelastisch
- gleichmäßige Druckverteilung
- zum Ausgleich kleinerer Wickelfehler (z. B. Einschnürungen)
- erhöht Patientenkomfort (z. B. Abpolsterung der Tibiakante)
- reduziert das Verrutschen des Kompressionsverbandes
- sehr luft- und feuchtigkeitsdurchlässig
- reißfest und dehnfähig
- mit Schnittkanten
- weiß

#### Produktzusammensetzung

100 % Polyurethanschaum

#### Hinweis

- 50-mal waschbar bei max. 95 °C
- sterilisierbar mit Wasserdampf (121 °C/ 134 °C)
- Elastizität und Polsterwirkung bleiben auch nach dem Waschen erhalten

#### Rosidal® soft

2,5 m (ungedehnte Länge), mit Verbandklammern

Breite x Stärke (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
einzeln in Faltschachteln				
10 x 0,3	23 110	088 685 4	1 / 30	EV
10 x 0,4	23 111	088 686 0	1 / 24	EV
12 x 0,4	23 112	088 687 7	1 / 16	EV
15 x 0,4	23 113	088 688 3	1 / 14	EV

lose im Karton

10 x 0,3	23 100	088 681 9	36	SSB
10 x 0,4	23 101	088 682 5	24	SSB
12 x 0,4	23 102	088 683 1	18	SSB
15 x 0,4	23 103	088 684 8	14	SSB

Breite x Stärke (cm)	REF	PZN	VE (Pck.)	Verordnungshinweise
2,0 m (ungedehnte Länge), mit Verbandklammern, paarweise in Faltschachtel				
10 x 0,2	13 016	084 998 8	1 / 23	EV

Erläuterung Verordnung- und Erstattungshinweise siehe S. 15