



Lohmann & Rauscher

Solvaline® N

Wundkomresse, nicht-verklebend



Solvaline® Komresse

Anwendungsbereiche

- für leicht bis mittelstark exsudierende Wunden
- für sekundär heilende, oberflächliche Wunden im postoperativen Bereich
- zur Erstversorgung, z. B. von Schnitt- und Schürfwunden
- für Verbrennungen 2. Grades
- zusätzlich zum Polstern bei diesen Wunden geeignet

Eigenschaften

- hoch saugfähige Baumwollwatte
- beidseitig perforierte Polyesterfolie zur schnellen Aufnahme von Wundexsudat
- geringe Verklebungsneigung: beschleunigt den Heilungsprozess und ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel
- beidseitig anwendbar durch Folienauftrag auf Unter- und Oberseite
- zuschneidbar

Produktzusammensetzung

ca. 10 % Polyester, ca. 90 % Baumwolle

Hinweis

- unsterile Variante mit Wasserdampf oder Ethylenoxid sterilisierbar

Tipp

- als Sekundärverband kombinierbar mit Suprasorb X bzw. X + PHMB

Solvaline® N

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
steril, einzeln eingeschiegelt				
5 x 5	23 230	362 606 5	100 / 7200	SSB, EV
10 x 10	23 231	362 607 1	100 / 2400	SSB, EV
10 x 20	23 232	362 608 8	50 / 1000	SSB, EV
20 x 30	23 233	362 609 4	25 / 300	SSB, EV
5 x 5	23 234	091 001 5	25 / 900	SSB, EV
10 x 10	23 235	091 002 1	10 / 300	SSB, EV
unsteril				
5 x 5	23 220	374 103 3	200 / 20000	SSB, EV
10 x 10	23 221	374 105 6	150 / 3600	SSB, EV
10 x 20	23 222	374 106 2	50 / 1200	SSB, EV
20 x 30	23 223	374 107 9	25 / 300	SSB, EV

Erläuterung Verordnung- und Erstattungshinweise siehe S. 15