

Syspur-derm®

Die Weichschaumkomresse zur Wundkonditionierung

Charakteristik

Therapeutisch wirksame Weichschaumkompressen aus zweischichtigem Polyurethanschaumstoff; die offenporige, auf der Wundfläche haftende Unterseite dient als Matrix für die Gewebsneubildung – durch Einsprossen der Zellen wird die Granulation angeregt und gefördert; die verdichtete, feinporige Deckschicht wirkt als Barriere gegen Sekundärinfektionen.



Anwendung

Zur Konditionierung von Wunden und Ulzerationen, insbesondere bei stagnierender Granulation; zur temporären Deckung großflächiger Hautdefekte und offener Frakturen; zur Vorbereitung von Hauttransplantationen.



Syspur-derm kann problemlos wundgerecht zugeschnitten werden, um einen optimalen Kontakt mit dem Wundgrund zu erreichen.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Syspur-derm® steril, einzeln eingeseigelt				
	7,5x10 cm	999 585	2177808	10
	10x20 cm	999 588	2177814	10