

Tricodur® Tubular

Die Schlauchbandage für Stütz- und Fixierverbände.

Produkt

Eine gebrauchsfertige Schlauchbandage sollte neben ihrer stützenden und fixierenden Wirkung auch schnell und sicher anzulegen sein. Mit Tricodur® Tubular werden diese Anforderungen in hohem Maße erfüllt. Tricodur® Tubular eignet sich für alle Stütz- und Fixierverbände.

Tricodur® Tubular ist eine dauerhaft querelastische Schlauchbandage, die mit gegenläufigen, 2-fach umspunnenen Gummifäden gestrickt ist und somit eine gleichmäßige Rückstellkraft gewährleistet. Tricodur® Tubular ist dampfsterilisierbar, hat eine hohe Luftdurchlässigkeit und kann mehrfach wiederverwendet werden.

Tricodur® Tubular besteht aus ca. 84 % Baumwolle, ca. 8 % Elastodien, ca. 8 % Polyamid und ist unter Berücksichtigung der speziellen Waschinweise waschbar.



Tricodur® Tubular ermöglicht ein Zeit sparendes Anlegen und einen rutschfesten Sitz.



Dauerhaft querelastisch, Zeit sparend anzulegen.

Anwendung

- als Schlauchverband zur Fixierung von Verbandmaterialien oder Wärme- und Kältekompressen

Anwendungsdauer: vom kurzzeitigen Einsatz bis hin zu 30 Tagen

LATEX Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.



Lieferformen

Best.-Nr.	Größe	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
0944500	B	10 m x 6,00 cm	1/12	02153989
0944600	C	10 m x 6,50 cm	1/12	02153995
0944700	D	10 m x 7,50 cm	1/12	02154003
0944800	E	10 m x 8,75 cm	1/12	02154026
0944900	F	10 m x 10,00 cm	1/8	02154032
0945000	G	10 m x 12,00 cm	1/8	02154049
0984100	H	10 m x 15,00 cm	1/4	03315951
0945100	J	10 m x 17,50 cm	1/4	02154055
0945200	K	10 m x 21,50 cm	1/4	02154061
0945300	L	10 m x 32,50 cm	1/3	02154078
0984200	M	10 m x 37,00 cm	1/2	02368767

fasciaMare™

Kühlender halbstarre Meeresschlickverband.

Produkt

fasciaMare™ ist ein längselastischer Feuchtverband, beschichtet mit natürlichem, gereinigtem fossilem Meeresschlick. Der Verband kühlt, stützt und komprimiert. Er wird in der Orthopädie, Traumatologie, Sportmedizin und Phlebologie angewandt, aber auch zur unterstützenden Behandlung bei akut entzündlichen Prozessen in der Rheumatologie. Ausgehärtet ergibt fasciaMare™ einen halbstarren Verband. Durch den hohen Gehalt an Meeresschlick ist fasciaMare™ sehr hautfreundlich. Der halbstarre Verband kann tagsüber und nachts getragen werden und wirkt unterstützend in der Schmerztherapie.

fasciaMare™ besteht aus einem 100%igem Baumwollträger, beschichtet mit Meeresschlick.



Unterstützend in der Schmerztherapie, kühlend, hautfreundlich.



Kühlt, stützt und komprimiert.

Anwendung

fasciaMare™ ist geeignet zur konservativ-funktionellen Behandlung in Klinik und Praxis, z.B. bei:

- Erkrankung des Band- und Halteapparates sowie Sportverletzungen wie Distorsion, Kontusion, Luxation
- Behandlung von Überbelastungserscheinungen wie Tendovaginitis
- Ödembehandlung, wenn Kälte- oder Kompressionstherapie indiziert ist
- Reduktion/Absorption posttraumatischer Ödeme
- Nachbehandlung nach Immobilisationstherapie
- entzündlichen Erkrankungen der Gefäße oder des Gewebes
- ödematösen Gewebsveränderungen
- Ulcus cruris venosum

Anwendungsdauer: unter Berücksichtigung empfohlener Wechselintervalle einige Tage bis zu 2 Wochen

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
7967300	7 m x 8 cm	5/15	03000609
7967400	10 m x 10 cm	5/15	03000644
7967301	7 m x 8 cm	24/96	03000667
7967401	10 m x 10 cm	20/80	03000650