

# HARTMANN Holzmundspatel

## Das unentbehrliche Hilfsmittel im medizinischen Alltag

### Charakteristik

Holzmundspatel, die durch ihre außerordentlich sorgfältige Verarbeitung und die abgerundeten Kanten eine hohe Anwendungssicherheit gewährleisten; steril, einzeln in Blisterpackung sowie unsteril erhältlich.



### Anwendung

Für Untersuchungen, zum Auftragen von Salben usw.; die Sterilaufmachung findet insbesondere in der sterilen Wundbehandlung Anwendung, aber auch bei Laborarbeiten, die absolut keimfreie Materialien verlangen, z. B. für Abstriche usw.; nach Verwendung kann der Holzspatel in der Blisterpackung entsorgt werden, um einer Keimverschleppung entgegenzuwirken.



Den klassischen Holzmundspatel gibt es auch steril und einzeln eingeseigelt.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
<b>HARTMANN Holzmundspatel</b> steril, einzeln eingeseigelt	100 Stück	470 009	3835538	1
<b>HARTMANN Holzmundspatel</b> unsteril	100 Stück	968 900	0494700	50

# HARTMANN Verbandklammern

## Die praktische Fixierung von Bindenden

### Charakteristik

Mit elastischem, latexfreiem Gummiband, das fest mit den stabilen und biegesicheren Metallhäkchen vernietet ist; in zwei Farben erhältlich.



### Anwendung

Zur schnellen und sicheren Fixierung des Bindendes nicht kohäsiver Binden.



Zur Fixierung des Bindendes von nicht kohäsivem Bindenmaterial sind Verbandklammern ein schnelles und sicheres Hilfsmittel.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
<b>HARTMANN Verbandklammern</b>				
weiß	50 Stück	939 620	1083614	60
hautfarben	50 Stück	939 621	1083560	60