

Metalline®

Verbandpäckchen und Tücher



Metalline® Verbandtuch

Metalline® Verbandpäckchen

Anwendungsbereiche

- für großflächige Wunden in der Ersten Hilfe, Notfallversorgung

Eigenschaften

- aluminisiertes Vlies
- verringertes Risiko einer Wundverklebung
- schmerzarmen Verbandwechsel
- wundschonend und saugfähig
- luft-/wasserdampfdurchlässig
- anschmiegsam und weich

Produktzusammensetzung

100 % Viskose (verfestigt mit Acrylatbinder), obere Schicht ist aluminiumbedampft

Ausführungen

- Kombination aus einer Metalline Kompresse (35 x 45 cm) und einer Mullbinde (6 cm x 3 m, Viskose, Nähgarn aus Baumwolle)

Metalline® Betttuch

Anwendungsbereiche

- zum Unterlegen bei offener Behandlung großflächiger Verbrennungen, Verätzungen und Schürfwunden

Eigenschaften

- aluminisiertes Vlies
- verringertes Risiko einer Wundverklebung
- schmerzarmen Verbandwechsel
- wundschonend und saugfähig
- luft-/wasserdampfdurchlässig
- anschmiegsam und weich

Produktzusammensetzung

100 % Viskose (verfestigt mit Acrylatbinder), obere Schicht ist aluminiumbedampft

Metalline® Tuch

Anwendungsbereiche

- zum Unterlegen, Abdecken großflächiger Wunden (vor Gebrauch zu sterilisieren)

Eigenschaften

- aluminisiertes Vlies
- verringertes Risiko einer Wundverklebung
- schmerzarmen Verbandwechsel
- wundschonend und saugfähig
- luft-/wasserdampfdurchlässig
- anschmiegsam und weich

Produktzusammensetzung

100 % Viskose (verfestigt mit Acrylatbinder), obere Schicht ist aluminiumbedampft

Metalline® Verbandtuch

Anwendungsbereiche

- zur Versorgung großflächiger Verletzungen, Verbrennungen, Verätzungen und Schürfwunden, in der Ersten Hilfe und im Notfalleinsatz

Eigenschaften

- aluminisiertes Vlies
- verringertes Risiko einer Wundverklebung
- schmerzarmen Verbandwechsel
- wundschonend und saugfähig
- luft-/wasserdampfdurchlässig
- anschmiegsam und weich

Produktzusammensetzung

100 % Viskose (verfestigt mit Acrylatbinder), obere Schicht ist aluminiumbedampft, Polyester

Hinweis

- zur Fixierung des Tuches sind vier Bänder angebracht



Metalline®

Verbandpäckchen und Tücher

Metalline® Verbandpäckchen

steril, im Folienbeutel, bestehend aus:

Größe	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
1 Kompresse 35 cm x 45 cm	23 000	063 529 9	1 / 150	SSB
1 Mullbinde 6 cm x 3 m				

Metalline® Betttuch

steril, im Folienbeutel

Größe (m x cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
2,5 x 73	23 050	122 629 0	1 / 20	PB

Metalline® Tuch

unsteril, gerollt im Karton

Größe (m x cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
10 x 73	23 070	063 537 1	1 / 10	SSB

Metalline® Verbandtuch

steril, im Folienbeutel

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
40 x 60	23 012	337 037 0	1 / 100	SSB
60 x 80	23 010	063 530 7	1 / 100	SSB
80 x 120	23 011	063 531 3	1 / 100	SSB

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15