

Mobiflex[®]

CLASSIC

GUT FÜR DIE GELENKE*

Ihr Arzt oder Apotheker hat Ihnen dieses Produkt empfohlen.
Vielen Dank, dass Sie sich für Mobiflex[®] Classic entschieden haben.

Produktinformation

Mobiflex[®] Classic ist ein wertvolles Nahrungsergänzungsmittel mit nativem (nicht denaturiertem) Kollagen Typ II, Vitamin C* und Mangan.

Aufgrund von Alter, Übergewicht, Sport oder körperlicher Anstrengung können Gelenke empfindlich werden und in ihrer Mobilität und Flexibilität beeinträchtigt sein. Zur Erhaltung einer gesunden Gelenksfunktion ist daher eine ausreichende Versorgung mit Vitalstoffen besonders wichtig.

Mobiflex[®] Classic Filmtabletten enthalten die optimale Kombination von UC-II, Vitamin C und Mangan. UC-II ist ein patentierter Kollagen-Komplex mit 27,8 mg Typ II Kollagen, davon 10 mg natives (nicht denaturiertes) Kollagen pro Filmtablette.

Kollagen

Kollagen ist ein natürlicher Baustoff des Bindegewebes und des Knorpels. Es gibt verschiedene Arten von Kollagenen. Kollagen vom Typ II ist der Hauptbestandteil des menschlichen Knorpels in unseren Gelenken.

Mobiflex[®] Classic enthält **UC-II mit nativem (nicht denaturiertem) Kollagen** Typ II, welches durch ein spezielles patentiertes Herstellungsverfahren bei niedrigen Temperaturen aus Hühnerknorpeln gewonnen wird. Dadurch bleibt die besondere Struktur (Dreifachhelix) erhalten.

Was ist denaturiertes Kollagen?

Wird Kollagen bearbeitet (physikalisch oder chemisch, wie z.B. durch Erhitzen über 35 °C), spricht man von denaturiertem Kollagen. Denaturiertes Kollagen unterscheidet sich daher von nativem (nicht denaturiertem) Kollagen.

Vitamin C

Der Vitalstoff **Vitamin C*** ist besonders wichtig für eine **gesunde Gelenksfunktion und trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen**. Weiters unterstützt Vitamin C die für den Gelenkknorpel und den Knochen wichtige **Kollagenbildung**. So trägt es zu einer normalen Funktion des Knorpels und Gesunderhaltung des Knochens bei.

Mangan

Mangan trägt zur normalen **Bindegewebsbildung** bei und leistet einen wertvollen Beitrag für den **Erhalt normaler Knochen**.

Gute Gründe für Mobiflex[®]:

- kleine Filmtablette, leicht zu schlucken
- nur eine Filmtablette täglich
- ohne Zucker (Saccharose), Fructose, Lactose, Hefe, Gluten

Verzehrempfehlung:

Taglich 1 Filmtablette auf nuchternen Magen (2 Stunden vor oder nach einer Mahlzeit).

Der Verzehr wird fur den Zeitraum von mindestens 3 Monaten empfohlen. Eine regelmaige Nahrungserganzung uber einen langeren Zeitraum ist empfehlenswert.

Mobiflex® Classic kann auch mit anderen Produkten, die Chondroitin und Glucosamin enthalten, wie z.B. KNORPELPLUS STADA, ideal kombiniert werden.

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	pro 1 Filmtablette	RDA*
Vitamin C	12 mg	15 %
Mangan	2 mg	100 %
Typ II Kollagen	27,8 mg	-
- davon natives (nicht denaturiertes) Kollagen	10 mg	-

* RDA= Referenzwerte fur die tagliche Zufuhr

Zutaten: Fullstoffe: Monocalciumphosphat, mikrokristalline Cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose; 27,8 mg Typ II Kollagen - davon 10 mg natives (nicht denaturiertes) Kollagen; 16,21 mg Manganguconat (entspricht 2 mg Mangan); 13,5 mg Natriumascorbat (entspricht 12 mg Vitamin C); Stabilisator: Kaliumchlorid; Trennmittel: Carboxymethylcellulose, Siliziumdioxid, Stearinsaure, Talkum; Farbstoff: Titandioxid, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsauren, Uberzugsmittel Bienenwachs.

Mobiflex® Classic ist in 3 Packungsgroen erhaltlich: 30 Stuck, 60 Stuck und 90 Stuck

Inhalt:

30 Stuck weie, runde Filmtabletten

60 Stuck weie, runde Filmtabletten

90 Stuck weie, runde Filmtabletten

Zu beachten:

Nahrungserganzungsmittel sind kein Ersatz fur eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernahrung sowie fur eine gesunde Lebensweise. Die empfohlene tagliche Verzehrsmenge darf nicht uberschritten werden. Auerhalb der Reichweite von Kindern, bei Raumtemperatur und in der Originalverpackung aufbewahren. Hinweis fur Menschen mit Huhnereiweiallergie: Typ II Kollagen wird aus Huhnernorpeln gewonnen und kann daher Spuren von Huhnereiwei enthalten.

Nur in Apotheken erhaltlich.

Fur weitere Fragen zu **Mobiflex® Classic** wenden Sie sich direkt an:

STADA Arzneimittel GmbH
Muthgasse 36, 1190 Wien,
Tel.: +43 1 367 85 85 0
office@stada.at
www.mobiflex.at

STADA wunscht **ALLES GUTE** fur Ihre Gesundheit!

Stand der Information: Februar 2015

