

Artikel-Bezeichnung	Darreichungsform	Menge	Bild	PZN	Artikelnummer	Katalogtext
mylife Clickfine Autoprotect	Pen-Nadeln	100 St.		06426562	3110111	<ul style="list-style-type: none"> • Die Sicherheits-Pen-Nadel • Passt auf alle gängigen Injektionspens • Patentiertes Verriegelungssystem zum Schutz vor Nadelstichverletzungen • Verschließt sich automatisch nach Verwendung • Ideal für Patienten mit Angst vor dem Spritzen, da die Kanüle verdeckt ist • Vermindert das Risiko von Nadelstichverletzungen • Erhältlich in 8mm Länge • Erfüllt die Vorschriften der TRBA 250 • Patentierte universal Click-Technologie • Spezialsilikonisierung für schmerzarme Injektion
mylife Clickfine 4mm	Pen-Nadeln	100 Stück		01222501	3200923	<ul style="list-style-type: none"> • Die kürzeste mylife™ Clickfine® Pen-Nadel – ideal für Kinder und schlanke Erwachsene • Für alle, die gern aktiv unterwegs sind • Die universal Pen-Nadel für alle gängigen Insulinpens • Mit Dünnwandtechnologie für einen besseren Insulindurchfluss • Durch universal Click-Technologie einfach und schnell in der Handhabung • Schmerzarme Injektion durch Spezialsilikonisierung • Neues, modernes Design zur besseren

Artikel-Bezeichnung	Darreichungsform	Menge	Bild	PZN	Artikelnummer	Katalogtext
						Unterscheidung der verschiedenen Nadellängen (erhältlich in den Längen 4mm, 6mm, 8mm, 10mm und 12mm)
mylife™ Clickfine® 6mm	Pen-Nadeln	100 St.	 	05524133	3200432	<ul style="list-style-type: none"> • Für alle, die gern aktiv unterwegs sind • Die universal Pen-Nadel für alle gängigen Insulinpens • Mit Dünnwandtechnologie für einen besseren Insulindurchfluss • Durch universal Click-Technologie einfach und schnell in der Handhabung • Schmerzarme Injektion durch Spezialsilikonisierung • Neues, modernes Design zur besseren Unterscheidung der verschiedenen Nadellängen (erhältlich in den Längen 4mm, 6mm, 8mm, 10mm und 12mm)
mylife™ Clickfine® 8mm	Pen-Nadeln	100 St.		05524156	3200433	<ul style="list-style-type: none"> • Für alle, die gern aktiv unterwegs sind • Die universal Pen-Nadel für alle gängigen Insulinpens • Mit Dünnwandtechnologie für einen besseren Insulindurchfluss • Durch universal-Click-Technologie einfach und schnell in der Handhabung • Schmerzarme Injektion durch Spezialsilikonisierung

Artikel-Bezeichnung	Darreichungsform	Menge	Bild	PZN	Artikelnummer	Katalogtext
						<ul style="list-style-type: none"> • Neues, modernes Design zur besseren Unterscheidung der verschiedenen Nadellängen (erhältlich in den Längen 4mm, 6mm, 8mm, 10mm und 12mm)
mylife™ Clickfine® 10mm	Pen-Nadeln	100 St.		05524162	3200434	<ul style="list-style-type: none"> • Für alle, die gern aktiv unterwegs sind • Die universal Pen-Nadel für alle gängigen Insulinpens • Mit Dünnwandtechnologie für einen besseren Insulindurchfluss • Durch universal Click-Technologie einfach und schnell in der Handhabung • Schmerzarme Injektion durch Spezialsilikonisierung • Neues, modernes Design zur besseren Unterscheidung der verschiedenen Nadellängen (erhältlich in den Längen 4mm, 6mm, 8mm, 10mm und 12mm)

Artikel-Bezeichnung	Darreichungsform	Menge	Bild	PZN	Artikelnummer	Katalogtext
						
mylife™ Clickfine® 12mm	Pen-Nadeln	100 St.	 	05524179	3200435	<ul style="list-style-type: none"> • Für alle, die gern aktiv unterwegs sind • Die universal Pen-Nadel für alle gängigen Insulinpens • Mit Dünnwandtechnologie für einen besseren Insulindurchfluss • Durch universal Click-Technologie einfach und schnell in der Handhabung • Schmerzarme Injektion durch Spezialsilikonisierung • Neues, modernes Design zur besseren Unterscheidung der verschiedenen Nadellängen (erhältlich in den Längen 4mm, 6mm, 8mm, 10mm und 12mm)

Artikel-Bezeichnung	Darreichungsform	Menge	Bild	PZN	Artikelnummer	Katalogtext
mylife™ Optifine® 6mm	Pen-Nadeln	100 Stück	 	05524185	3100933	<ul style="list-style-type: none"> • Für alle, die ein Stück mehr Sicherheit brauchen • Die bewährte Komfort-Nadel, passend für alle gängigen Insulinpens • Extra große, leicht greifbare äußere Schutzkappe • Blaue, leicht erkennbare innere Schutzkappe • Erhältlich in den Nadellängen 6mm, 8mm, 10mm und 12mm
mylife™ Optifine® 8mm	Pen-Nadeln	100 Stück		05524191	3100934	<ul style="list-style-type: none"> • Für alle, die ein Stück mehr Sicherheit brauchen • Die bewährte Komfort-Nadel, passend für alle gängigen Insulinpens • Extra große, leicht greifbare äußere Schutzkappe • Blaue, leicht erkennbare innere Schutzkappe • Erhältlich in den Nadellängen 6mm, 8mm, 10mm und 12mm

Artikel-Bezeichnung	Darreichungsform	Menge	Bild	PZN	Artikelnummer	Katalogtext
						
mylife™ Optifine® 10mm	Pen-Nadeln	100 Stück	 	05524216	3100935	<ul style="list-style-type: none"> • Für alle, die ein Stück mehr Sicherheit brauchen • Die bewährte Komfort-Nadel, passend für alle gängigen Insulinpens • Extra große, leicht greifbare äußere Schutzkappe • Blaue, leicht erkennbare innere Schutzkappe • Erhältlich in den Nadellängen 6mm, 8mm, 10mm und 12mm

Artikel-Bezeichnung	Darreichungsform	Menge	Bild	PZN	Artikelnummer	Katalogtext
mylife™ Optifine® 12mm	Pen-Nadeln	100 Stück	 	05524222	3100936	<ul style="list-style-type: none"> • Für alle, die ein Stück mehr Sicherheit brauchen • Die bewährte Komfort-Nadel, passend für alle gängigen Insulinpens • Extra große, leicht greifbare äußere Schutzkappe • Blaue, leicht erkennbare innere Schutzkappe • Erhältlich in den Nadellängen 6mm, 8mm, 10mm und 12mm
mylife™ Needle Remover™	Remover	1 St.		06064900	3110004	<ul style="list-style-type: none"> • Praktische Hilfe zum Entfernen der Pen-Nadeln • Geeignet für mylife™ Optifine® und mylife™ Clickfine®
mylife™ Diabetescare – Logo 600dpi - farbig						
mylife™ Diabetescare – Logo 600dpi - SW						

Artikel-Bezeichnung	Darreichungsform	Menge	Bild	PZN	Artikelnummer	Katalogtext
mylife™ Clickfine® - Logo			 The logo features a yellow rounded square with "my life" in white, followed by the word "Clickfine" in a bold, black, sans-serif font with a registered trademark symbol.			
mylife™ Optifine® - Logo			 The logo features a yellow rounded square with "my life" in white, followed by the word "Optifine" in a bold, black, sans-serif font with a registered trademark symbol.			