

# Drainage und Absaugen

## Pleurapunktion und -drainage Bestecke zur Pleurapunktion



### Pleurofix® Nr.1

#### Bestecke zur Pleurapunktion

- Dünnwand-Punktionskanüle
  - Mit Kurzschliff 1,8 x 80 mm
  - Überleitungsschlauch mit Lock-Ansatz
- Omnifix®-Lock-Spritze, 50 ml (nutzbar bis 60 ml)
- Sekretbeutel 2,0 l
  - Lock-Ansatz, männlich
  - Überleitungsschlauch 90 cm
  - Einzeln verpackt, steril
- Discofix®-3 Dreivegehahn, gelb

	Artikel-Nr.	Verkaufseinheit
Pleurofix® Nr. 1	4461002	25 ST
Sekretbeutel	4462009	100 ST
Aufhänggestell f. Sekretbeutel	4490029	100 ST