




Lohmann & Rauscher

Pro-ophta® Augenstäbchen

Tupfer



Pro-ophta® Augenstäbchen



Anwendungsbereiche

- zum gewebeschonenden Präparieren und Tupfen bei mikrochirurgischen und ophthalmologischen Eingriffen
- bewährter Einsatz in der Lidchirurgie und bei Augenmuskeloperationen im Rahmen des Strabismus

Eigenschaften

- hohe Saugfähigkeit
- gute Kapillarwirkung
- hohe Ansauggeschwindigkeit
- erhalten die zum Tupfen und Präparieren erforderliche Festigkeit
- auf beiden Seiten schräg zugeschnitten

Produktzusammensetzung

Vlies, hochsaugfähig, weiß, auf Stäbchenstärke gerollt, mit einer saugfähigen Umhüllung aus 100 % Zellulose stabilisiert

Pro-ophta® Augenstäbchen

20-stückweise eingesiegelt

Größe (Ø mm, Länge mm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
steril				
5, 66	16 516	189 073 4	400 / 1600	PB, SSB
unsteril				
5, 66	16 515	109 770 5	500 / 25000	PB, SSB

Erläuterung Verordnung- und Erstattungshinweise siehe S. 15